

Rozsdamentes felületek újrapasszíválása és rúztalanítása a gyógyszeriparban

Ílyen az Ön tisztavíz rendszere ?

Mi az a rúzsosodás ?


A rúzsosodás a gyógyszeriparban keletkezik, amikor a nemesacél berendezések és komponenseik forró tiszta víznek, WFI-nek (víz injekció gyártási céloknak) vagy tiszta gőznek hosszabb időtartamon keresztül vannak kitéve.

Ennek az az egyik következménye, hogy az üzemi közeggel érintkező felületek a szabadon rátapadó részecskék által szennyeződnek és az oxid réteg képződése által elszíneződnek.

WFI –rendszer szakszerűen ellenőrzött rúztalanítási művelet után (anyagm.: 1.4404/1.4435/316L)



Hőmérsékletérzékelő



Csővezeték rendszer



Szivattyú járókerék


Rúzs WFI-rendszerben (Anyagm.: .4401/1.4435/316L):



Hőmérsékletérzékelő



Csővezeték rendszer



Szivattyú járókerék

Nálunk megvan a megoldás!

Professzionális rúztalanítás és újrapasszíválás, helyszíni szervízzel együtt :

- Berendezés ellenőrzés
- Rúztalanítás és kritikus tisztítás
- Passzíválás
- GMP-nek megfelelően előállított vegyszerek alkalmazása
- Megmunkálási dokumentáció a berendezés újratanúsításához
- Szakszerű szennyvízkezelés és szennyvízártalmatlanítás

Kérjük engedje meg nekünk, hogy nemesacél berendezéseit a követelményeknek megfelelően újra helyreállítsuk.



HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG
Stoissmühle 2
A – 3830 Waidhofen / Thaya
Tel : + 43 (0) 28 42 / 543 31 - 0*
Fax : + 43 (0) 28 42 / 543 31 - 30
info@henkel-epol.at
www.henkel-epol.com

HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG
An der Autobahn 12
D – 19306 Neustadt-Glewe
Tel : + 49 (0) 387 57 / 66 - 0*
Fax : + 49 (0) 387 57 / 66 - 122
info@henkel-epol.com
www.henkel-epol.com

HENKEL Kémiai és Elektrokémiai Felületkezelő Kft
H – 9172 Györszámoly, Központi Major
Tel : + 36 (0) 96 / 352 - 035
Fax : + 36 (0) 96 / 585 - 035
info@henkel-epol.hu
www.henkel-epol.com

A felület biztosítja a termék értékét

